



Ingenieurbüro Erbert & Partner · Gartenstr. 6; 56206 Hilgert



## Wasch- und Pflegeanleitung

### Achtung:

Vor dem Waschen unbedingt die Schnallen zusammenstecken!

Verwendung des krankenhausblichen Industriewaschmittels!

KEIN Zusatz weiterer Säuerungsmittel!

Waschen bis max. 95 °C Waschtemperatur!

105 C° Temperaturbeständig für 10 Min.  
bei thermischen Desinfektionsverfahren!

BLEICHEN nicht zulässig!

BÜGELN nur bei niedriger Temperatur  
(Bügeln in der Regel nicht notwendig)

CHEMISCHE REINIGUNG nicht zulässig!

TROCKNEN bei Raumluft empfohlen.  
(im Trockner nur bei niedriger Temperatur)

PRESSEN nicht zulässig!

Bei INFEKTION/ -Verdacht: Kochwäsche (95 °C) oder 60 °C- Wäsche  
mit Desinfektionswaschmittel!

