


Montageanleitung
Fixing Instructions
Notice de montage
Montage handleiding

Sicherheitsausstattungen Nylon 300
 Fittings for Special Needs Nylon 300
 Accessoires pour personnes à mobilité réduite Nylon 300
 Accessoires voor specifieke toepassingen Nylon 300


Normbau GmbH
 77871 Renchen/Germany · Schwarzwalddstraße 15

EDV-Nr. 8217 290/E 09.04.2019


0300 641




0300 642




0300 831




0300 832




0300 882




0300 652




0300 821




0300 861






0300 871



0300 872



<p>(DE) Verankerungsgrund prüfen und Befestigungsmaterial festlegen. Max. zul. Belastung des Duschhandlaufs: 175 kg. Pflegehinweis Reinigung mit weichem, feuchten Tuch, evtl. mit handelsüblichen Spülmitteln Keine scheuernden oder stark säurehaltigen Reinigungsmitteln verwenden! Angaben zum bestimmungsgemäßen Gebrauch: NORMBAU Griffe sind für die Anwendung in geschlossenen Räumen, z.B. In Bädern und WCs, bestimmt. Die Griffe bieten Halte- und Stützmöglichkeiten für Menschen mit oder ohne körperliche Einschränkungen. Die Gewährleistung beträgt entsprechend der derzeitigen gesetzlichen Regelung 2 Jahre. Die Montage ist vom Fachmann auszuführen. Bei nicht fachgerechter Montage oder nicht sachgemäßer Verwendung wird von Normbau keine Haftung für Folgeschäden übernommen.</p>	<p>(FR) Analyser la composition du support et déterminer le matériel de fixation nécessaire. Charge maximale 175 kg. Conseils d'entretien: Nettoyage avec un chiffon doux humide, éventuellement avec des produits de nettoyage ou de désinfection courants. Ne pas utiliser de produits à récurer ni d'acides ! Indications pour une utilisation conforme du produit : Les barres poignée de sécurité NORMBAU sont prévues pour une installation dans des locaux fermés tels que salles de bain et WC. Ces barres offrent des possibilités d'appui et de maintien à toute personne, à mobilité réduite ou non. La durée de garantie est de deux ans selon la réglementation légale en vigueur. La fixation doit être effectuée par un professionnel. En cas de fixation inadaptée, NORMBAU n'assume aucune garantie.</p>	
<p>(GB) Verify anchoring base and determine fixing material accordingly. Maximum loading permitted for this product 175 kgs. Recommendation for cleaning: Please clean with a soft, damp cloth. If necessary use only mild detergent, but NOT scouring or strong acidic cleaners. Information for appropriate use: NORMBAU grab bars are for use in closed rooms such as bathrooms and washing rooms. People with or without physical disability can use these support rails in order to get hold. According to present legislation the guarantee period is two years. The fixing has to be done by skilled workers only. If fixing has not been done professionally and in case of inappropriate use, NORMBAU will not assume liability for any consequential damages.</p>	<p>(NL) Verankeringsondergrond controleren en wijze van bevestigen kiezen. Max. toelaatbare belasting op het produkt: 175 kg. Onderhoudsadvies: Reinigen met een zachte, vochtige doek eventueel met een afwasmiddel in de handel verkrijgbaar. Geen schuurmiddelen of sterk zuurhoudende reinigingsmiddelen gebruiken. Informatie over het beoogde gebruik: NORMBAU steungrepen in hoekvorm zijn ontworpen voor gebruik in besloten ruimten, bijvoorbeeld in douches, badkamers en WC. De muursteunen bieden ondersteuning voor mensen met of zonder lichamelijke beperkingen. De garantie is in lijn met de huidige wettelijke regeling 2 jaar De montage is door een vakman uit te voeren. Bij niet montage door een specialist kan de aansprakelijkheid voor eventuele gevolgschade niet neergelegd worden bij NORMBAU.</p>	
<p>(DE) Beton ≥ B15, Vollziegel ≥ Mz12, Kalksandvollstein ≥ KS12: Bohrungen kennzeichnen und Dübelbohrer Ø 8mm ca. 70 mm tief bohren. Nylon-Dübel S8 einschlagen und Rosette mit Edelstahl Senk-Spax-Schraube Ø 6x70mm befestigen. Bei anderem Verankerungsgrund müssen geeignete Dübel bauseits gestellt werden.</p> <p>(GB) Concrete ≥ B15, solid brick ≥ Mz12, sand-lime brick ≥ KS12: mark drilling position and drill holes 8mm dia. approximately 70mm deep. Put in nylon plug S8 and fix rose with stainless steel countersunk screw 6mm dia. x 70mm. In the case of other fixing points, plugs have to be chosen according to site conditions.</p>		<p>(FR) Béton ≥B15, Maçonnerie ≥Mz12, Brique pleine ≥KS12: Marquer les points de fixation d'après croquis. Effectuer les perçages à l'aide d'un foret de 8 mm sur une profondeur de 70 mm. Pour tout autre type de support, des chevilles adaptées doivent être utilisées.</p> <p>(NL) Beton ≥ B15, volle baksteen ≥ Mz12, betonkorrelsteen ≥ KS12: Bepastingsplaatsen markeren. Boorgaten voor Ø 8 mm ca 70 mm inboren. Pluggen uit nylon S8 plaatsen en rozetten met behulp van verzonken spax schroeven uit RVS Ø 6 x 70 mm vastschroeven. Bij andere bevestigingsondergronden moeten de daarvoor geschikte pluggen gebruikt worden.</p>
<p>(DE) Gewindestift zum Befestigen der Brausestange einschrauben.</p> <p>(GB) Screw in thread pin to attach shower head holder.</p>		<p>(FR) Visser la tige filetée pour fixer la barre de douche.</p> <p>(NL) Stelschroef voor het bevestigen van de douchestang vastschroeven.</p>
<p>(DE) Duschhandlauf zusammen montieren und an die Wand schrauben.</p> <p>(GB) Assemble shower hand rail and screw to wall.</p>		<p>(FR) Monter en même temps la main-courante de douche et visser au mur.</p> <p>(NL) Douchegreep tegelijk monteren en in de wand schroeven.</p>