

TECHNISCHE DATEN

Maße: 920 x 150 x 25 mm
Gewicht: 800 g
Installation: Plug & Play
Anbindung: mit bestehender Alarm- und Notrufinfrastruktur kompatibel

Anwendungsgebiete

Senioren- und Pflegeheime, Krankenhäuser, Kliniken, Psychiatrien
sowie betreute Wohngemeinschaften

Installation

Unauffällige Platzierung unter der Matratze
Alle gängigen Rufanlagen mit Schutzkleinspannung oder mit
externer Spannungsversorgung

Eigenschaften

Zuverlässiger Alarmgeber mit einfacher Bedienung
Mobil einsetzbar
Kein Stromanschluss notwendig
Robust und pflegeleicht durch hygienisches Material
Praktisches Gehäuse für Funksender

Vorteile für Pflegende

Vermeidung von Stürzen durch rasche Hilfeleistung
Reduktion nächtlicher Kontrollgänge
Keine Fehlalarme durch das Auflegen der Hand oder des Arms, Minimaldruck erforderlich.
Uneingeschränkte Bewegungsfreiheit der Pflegeperson vor dem Bett

Vorteile für den Bewohner oder Patienten

Sicherheit durch unsichtbare Schutzeinrichtung
Keine Stolperfälle, da Platzierung unter der Matratze
Verbesserung der Lebensqualität

IHR VERLÄSSLICHER PARTNER

Gesundheit ist die wichtigste Ressource eines Menschen. Aus diesem Grund haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, diese bestmöglich zu erhalten und einen wichtigen Beitrag zur Genesung zu leisten. meta-care betreut mehr als 200 Partner und Wiederverkäufer weltweit.



Ihr CarePad Bezugspartner

Ihr CarePad Distributor

meta-care GmbH

Akazienhofstraße 20
9020 Klagenfurt Austria
Email: office@meta-care.eu

Tel: +43 5 1721 0
Web: www.meta-care.eu

FRÜHZEITIGE ALARMIERUNG BEI BETTFLUCHT

CarePad

DAS UNSICHTBARE ALARMSYSTEM IM PFLEGEBETT

ANWENDUNG

CarePad ist ein Bettflucht-Alarmsystem und Demenz-Weglaufschutz, das die Überwachung von „Nachtwanderern“ und „Wegläufnern“ ermöglicht. Das CarePad wird seitlich im Bereich der Ausstiegszone des Bettes unter die Matratze gelegt. Wenn die zu pflegende Person das Bett verlassen möchte, löst das Auflegen der Beine den Sensor aus. Pfleger und/oder Betreuung werden alarmiert.